




## CICLODEXTRINA + FRUCTOSA 2:1 EN BEBIDA DE REPOSICIÓN

 5 minutos  
 5 minutos  
 0.9 porción

### INGREDIENTES

- 500 gramos de agua de la red
- 26 gramos de ciclodextrina Oxypro Isotonic Plus
- 9 gramos de fructosa

### MÉTODO DE PREPARACIÓN

- 1º Disolver en medio litro de agua 26 gramos de Ciclodextrina Isotonic Plus [ 18 gr de carbohidrato] junto con 9 gramos de fructosa, agitar bien.

### INFORMACIÓN NUTRICIONAL

	POR 100 g	POR DOSIS (564 g)	% DDR
ENERGÍA	25 kcal	142 kcal	7 %
PROTEÍNA	1 g	7 g	13 %
H. CARBONO	5 g	29 g	11 %
AZÚCARES	2 g	9 g	11 %
GRASA	0 g	0 g	0 %
GRASAS SATURADAS	0 g	0 g	0 %
FIBRA ALIMENTARIA	0 g	0 g	0 %
SODIO	34 mg	192 mg	8 %